


icoone® : la multi micro

cellulite* - rilassamento cutaneo
adiposità localizzata


Icoone:
1180 microstimolazioni per dm²

La tecnologia Icoone e le nuove intuizioni scientifiche sul tessuto connettivo

Icoone è la nuova tecnologia ideata per rispondere alla straordinaria intuizione sulla struttura del tessuto connettivo del Prof. J.C. Guimberteau, specialista in chirurgia ricostruttiva. Il Prof. J.C. Guimberteau ha infatti dimostrato che il tessuto è in realtà composto da una rete di infiniti micro vacuoli, organizzati su disposizione caotica, d'aspetto frattale, che costituiscono l'unità funzionale e continua del tessuto. Questa nuova visione della pelle prevale nettamente sul tra-



ASPIRAZIONE FRAZIONATA DEL TESSUTO CON RULLI MICRO ALVEOLARI



* Inestetismi della cellulite

dizionale concetto di tessuto stratificato, richiedendo quindi a sua volta un NUOVO MODO DI TRATTARE LA PELLE. Il trattamento Icoone risponde esattamente alla vera esigenza del tessuto, e quindi alla necessità di trattare in modo preciso la moltitudine di micro vacuoli che compongono il tessuto, offrendo quindi importanti risultati su inestetismi della cellulite, adiposità localizzate e pelle rilassata.

Icoone:
Trattare l'infinitamente piccolo...
per risultati infinitamente grandi...

La tecnologia brevettata

Icoone con la sua esclusiva tecnologia Roboderm® è un sistema brevettato, composto da un manipolo con due rulli, dotati ognuno di 132 micro alveoli che creano la cosiddetta MMSA: Multi Micro Stimolazione Alveolare. In questo modo, la pelle riceve ad ogni passaggio ben 1180 micro stimolazioni per decimetro quadrato! I micro alveoli presenti nei rulli stimolano attraverso un' aspirazione frattale i micro vacuoli del tessuto, che viene trattato quindi in modo puntiforme, omogeneo e preciso.

Manipoli di trattamento: Robosolo e Robotwins.... per un trattamento a due mani!

Icoone dispone di 3 manipoli dotati ciascuno di rulli micro alveolari: 1 manipolo Robosolo, utilizzato singolarmente e con una presa del tessuto più grande, e 2 manipoli Robotwins.....per uno speciale trattamento a due mani!

Al fine di agire in modo ancora più efficace e naturale su alcune parti del corpo, Icoone propone infatti un trattamento con le due teste Robotwins, che permettono all'operatrice di lavorare a due mani. Agendo all'unisono, le Robotwins trattano la superficie del corpo con gesti simmetrici: chi riceve il trattamento si sente ancor più coccolato, più "avvolto" nel massaggio. Una sensazione unica di benessere e comfort, con risultati doppi e in metà tempo!

Programmi di trattamento e benefici

Il software dispone di numerosi programmi che vanno a trattare specifici inestetismi con parametri ottimali. Attraverso il Sistema Touch Screen si accede con estrema semplicità ai numerosi programmi Base e Focus del menù Beauty & Wellness che automaticamente indicano all'operatrice: i manipoli da utilizzare, il livello di aspirazione, la ritmicità e la velocità di rotazione dei rulli. Oltre agli straordinari risultati estetici, il trattamento Icoone genera un aumento del flusso sanguigno micro circolatorio e del flusso linfatico, e stimola in modo efficace i fibroblasti. I risultati sono apprezzabili fin dalla prima seduta!

stimolazione frazionata



CELLULITE*

RILASSAMENTO
CUTANEO

ADIPOSITÀ
LOCALIZZATA

Come si svolge una seduta Semplicità per l'operatore

Un trattamento globale è composto da un trattamento "base" di circa 20 minuti – adatto al problema generale (come cellulite, edema), per poi continuare con 10 minuti di trattamento "focus" che agisce su uno specifico problema (come il rilassamento della parte interna delle cosce e delle braccia, culotte de cheval ecc.). Grazie ai numerosi programmi, il trattamento è personalizzabile in base alle singole esigenze estetiche della cliente e in base alle esigenze della pelle. Le manovre e la gestualità di trattamento sono molto semplici e intuitive; grazie alla potenzialità intrinseca dei singoli rulli micro alveolari, Icoone non necessita di complicati tracciati di movimento....anche per l'operatore sarà quindi un piacere effettuare il trattamento!

Un ciclo completo

Prevede da 10 a 15 sedute in genere. Può svilupparsi in più settimane, dalle 2 alle 3 sedute a settimana, oppure con sedute più concentrate come nel caso di una week SPA, per esempio, dove possiamo prevedere sedute giornaliere.


I "plus"

Grazie alla Multi Micro Stimolazione Alveolare il tessuto viene finalmente riconosciuto nella sua struttura micro vacuolare e trattato come tale in modo dolce ed efficace. Trattamenti dolci, confortevoli, che rispettano perfettamente la struttura della pelle.

Grazie al menu personalizzato, è possibile creare e memorizzare protocolli "su misura" per ogni cliente, studiati sulle specifiche esigenze fisiologiche e morfologiche. L'azione Icoone a una e a due mani ha straordinari effetti sui risultati di trattamento; molto piacevole da ricevere per la cliente; pratico e naturale nel movimento per l'operatore.

Efficacia dimostrata da autorevoli studi scientifici

Recenti studi scientifici condotti dal Dipartimento di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica, Policlinico Umberto I, Università "La Sapienza", Roma, dimostrano la maggior efficacia di Icoone rispetto alle tradizionali metodiche con rulli motorizzati.



MANIPOLO
ROBOSOLO®
PER TRATTAMENTO
A 1 MANO

MANIPOLO
ROBOTWINS®
PER TRATTAMENTO
A 2 MANI

icoone®

Fasel Srl

Via P. Nanni Costa 12/4h 40133 Bologna Italy
T: +39 051 4130911 F: +39 051 4130925
www.icoone.it

Scopri le altre tecnologie Fasel sul sito:
www.faselgroup.com