

BEAUTY
FORUM

GUIDE

1/2021

TWÓJ PRZEWODNIK PO BRANŻY BEAUTY

HI-TECH BEAUTY

Aparaturowe must have

RAZEM
CZY OSOBNO?

Oczyszczanie wodorowe
w terapiach łączonych

HI-TECH
BODY SHAPING

Przegląd technologii
i aparatury modelującej sylwetkę

TOP OF THE TOPS

Trendy w kosmetyce aparaturowej

QUO VADIS SPA?

Innowacyjne rozwiązania
w branży wellness & spa

NOWA ERA HOME CARE

Aparatura w pielęgnacji domowej

icoone laser 2

– światowa nowość 2020



1. Jakie jest przeznaczenie prezentowanej aparatury? Do jakich zabiegów służy?

Icoone® to opatentowana technologia polegająca na masażu zmechanizowanymi rolkami posiadającymi liczne mikrootwory tworzące Multi Mikrostymulację Roboderm®. Mikrostymulatory precyzyjnie i skutecznie stymulują skórę na całej powierzchni, docierając do najmniejszych jej części i generując **do 21 600 mikrostymulacji na minutę**. Działa ona dogłębnie i precyzyjnie na tkankę łączną, czego rezultatem jest redukcja cellulitu, tkanki tłuszczowej, wiotkości skóry czy obrzęków. Model Icoone® Laser łączy ze sobą patent Roboderm® z energią biostymulującego lasera i światła LED, wywołując efekt fotochemiczny w tkankach i stymulując większą przepuszczalność błon komórkowych. Fala 915 nm lasera diodowego przenika w głąb tkanki, gdzie jest silnie absorbowana przez lipidy w adipocytach. Powoduje to podwyższenie ich temperatury i przyspieszenie procesu lipolizy. Natomiast światło LED zwiększa produkcję włókien kolagenowych i elastynowych oraz zwiększa przepuszczalność błony komórkowej adipocytów, usprawniając uwalnianie tłuszczu. Najnowszy model Icoone® Laser MED to ulepszenie dotychczasowej technologii i powiększenie **aż o 25%** powierzchni mikrostymulatorów, co przekłada się na jeszcze większą skuteczność zabiegu i szybsze efekty zabiegowe.

2. Rekomendowany plan zabiegowy

Seria Icoone® to 10 zabiegów, wykonywanych 2-3 razy w tygodniu. Efekty pojawiają się w połowie serii, po uzyskaniu finalnego rezultatu rekomendujemy zabiegi podtrzymujące min. raz w miesiącu.

3. Na jakiej technologii oparte jest działanie ww. aparatury?

Icoone® to opatentowana technologia Roboderm®, oparta na najnowszych badaniach na temat skóry Profesora Guimberteau, zamknięta w urządzeniu o gabarytach 70x185x50 cm i wadze 87 kg.

4. Czy obsługa aparatury i wykonywane przy jej użyciu zabiegi wymagają specjalistycznego szkolenia i czy producent/dystrybutor takie szkolenie zapewnia?

Należy odbyć specjalistyczne szkolenie w firmie Mrotex, będącej jedynym dystrybutorem Icoone w Polsce.

5. Warunki i okres gwarancji

Gwarancja 24 miesiące.

6. Sugerowana cena detaliczna zabiegu

Cena zabiegu Icoone® wynosi 200-250 zł bez lasera i światła LED, 250-300 zł za zabieg z użyciem lasera i LED oraz 300-400 zł za zabieg na najnowszym modelu Icoone® Laser MED, który ma aż o 25% większą stymulację.

MROTEX GROUP

53-608 Wrocław | ul. Robotnicza 68 | tel. 693 072 500 | e-mail: biuro@icoone.pl | www.icoone.pl